


歯科医療を通じて、予防医療をアップデートする

NOVENINE SMASH等の概要



▶ ブラッシング機能



ブラッシング機能は、2モード搭載

スタンダードモード：約28000ブラシストローク/min

ソフトモード：約24000ブラシストローク/min

▶ 口臭チェック機能



口臭センサー搭載で、呼気を吹きかけることで、口臭判定が可能



▶ 口臭チェックの流れ



測定モードの起動時間5秒前後（日本最速※NOVENINE社調べ）
朝の忙しい時間でもわずらわしさなく呼気チェック可能

▶ 専用アプリ



1. SMASHとのペアリング機能
2. SMASHデータの保存、閲覧機能
3. 口腔内写真撮影機能
4. お口の定期フィードバック機能
5. 歯科オンライン相談（チャット）機能

▶ SMASHデータの保存、閲覧機能



Bluetooth経由でSMASHから取得したデータを記録することができます。

- ▶ Oral Scoreをそれぞれ希望される切り口で閲覧することが可能
 - 期間に応じて（測定毎、週単位、月単位、）。
 - 時間帯に応じて（朝、日中、夜）。
- ▶ ブラッシング前、ブラッシング後といったタイミングを入力することで、より深い分析が可能。
- ▶ Oral Scoreとブラッシングの状況に基づき、結果に関するコメントが表示される。

▶ 口腔内写真撮影機能



口腔内を自身で撮影して、歯の状態を写真として記録できます。

- ▶ 正面、上顎、下顎の3枚を撮影可能
- ▶ 「ALBUM」日付毎に記録され、歯の状態、変化を確認できます。

▶ 歯科オンライン相談（チャット）機能

気になることがあれば、すぐにチャットで相談ができます。歯科専門家が手厚くサポートします。

お困りごとを専門家に相談



The screenshot displays a mobile application interface for dental consultation. On the left, a chat window titled 'COUNSELING' shows a conversation with a dentist. The dentist's message asks for a photo of the current oral condition to provide a more accurate response. The patient's response mentions that the lower jaw has some symptoms but they are not clearly visible. On the right, a photo upload screen prompts the user to take a new photo or select one from their album. A 'Send photo' button is visible at the bottom.

有料会員の方に限り、専門家へのオンライン相談が可能です（月1回）。他にも、ご自身に合う替えブラシが定期的に届く等、お得なプランとなっています。

- ▶ 「口腔内写真で、いつもと少し違う。」「レポートでの評価が悪かった。」ちょっとした困りごとがあれば、すぐにチャットで相談が可能。

▶ お口の定期フィードバック機能



SMASHから得られたデータと口腔内写真を 歯科専門家がチェックし、レポートとして フィードバックします

- ▶ 得られたデータを総合的に確認し、お口の健康状態を5段階で評価。
 - 生活習慣、Oral Score、口腔内写真、歯磨きの習慣を5段階で評価
 - それぞれの項目に対して、コメントをもらえます。

▶ SMASH基本特性



電源		無線充電式
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
Bluetooth接続		Class 2 (範囲：～10m)
基本特性	振動	Approximately 28,000ブラスト ストローク/min
	本体騒音	70dB以下
	充電時間	約6時間（工場出荷モードより満充電まで）
	操作時間	連続使用時間45分以上、かつ 口臭測定：20回以上 （満充電状態より）
	防水性	IPX 6
その他	データ保存件数	100件以上
	データ表示	LEDにて口臭※の判定結果を表示できる。

※呼気中に含まれる揮発性有機化合物（VOCガス）を検知し、LEDにて判定結果を表示できる。
（VOCガスには、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイド、硫化水素が含まれる。）